

メディカルデバイダー


2つのR波の頂点をデバイダーで測り、ケースに印刷されている目盛の↑矢印へデバイダー片方の針先を合わせる、もう片方の針先の目盛を読取ると1分間の心拍数が簡単に分かります。 2×RR ペーパースピード 25mm/sec



品番	品名	税抜価格
11-0381	メディカルデバイダー(アルミケース・クリップ付)	¥2,500

メディカルデバイダー-2


2つのR波の頂点をデバイダーで測り、ケースに印刷されている目盛の↑矢印へデバイダー片方の針先を合わせる、もう片方の針先の目盛を読取ると1分間の心拍数が簡単に分かります。 2×RR ペーパースピード 25mm/sec



品番	品名	税抜価格
11-0382	メディカルデバイダー-2(プラケース・クリップ付)	¥1,300

心電図スケール

心電図のR波の1つに↑矢印を合わせると、2つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。左右の長さ・上下の長さのプレも測れます。QTインターバル(QTc)左のスケールR波間の頂点を合わせると、左のタテ長方形の中にT波が終われば正常です。(2×RR 25mm/Secタイプ)



品番	品名	税抜価格
25-3030	心電図スケール	¥500

メディカルデバイダー・心電図スケールセット(NEW)


メディカルデバイダーと心電図スケールセットでシースに入れた持ち運びしやすいセットです。



品番	品名	税抜価格
25-3070	メディカルデバイダー・心電図スケールセット	¥3,300
25-3072	メディカルデバイダー・NEW心電図スケールセット	¥3,350

NEW心電図スケール

- ①心電図のR波の1つに↑矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。除脈の場合や変動を測る場合には、2つ目のR波で赤色の表示を読んで下さい。(ペーパースピード25mm/sec)
- ②STの変化を計測します。基線(T-P間の平坦部又はQ波の直前を結ぶ線)をOの点線に合わせて、STの偏位を計測します。基線(ST)が変動(斜め)になったときなど、便利に御使用いただけます。
- ③R/Sの目盛りは、R波・S波の高さの測定に使用します。
- ④QTインターバル(QTc)左の垂直線にR波(Q波)の始まりを揃え、次のR波の始まりが、右側の斜線に合うようスケールを上下します。合ったところでQT波の終わりが、中央の点線の左側に納まっていればQTcの延長はありません。RR1.0の横線を入れました(平行が分かり易くしました)。QTcの計算式を表示しました。




品番	品名	税抜価格
25-3032	NEW心電図スケール	¥550

妊娠週数スケール(月経周期型)

最終月経第1日の月日に▲を合わせると、現在の妊娠週数と分娩予定日が一目で分かります。超音波診断で得られた平均数値で作られています。


CRL(頭殿長)	胎児の頭からお尻までの長さ
BPD(自動大横径)	胎児の頭の横幅の長さ(断面にしたときの長さ)
GS確認	胎嚢(たいのう)胎児の入っている袋の大きさを確認する
器官形成	胎児のいろいろな器官が造られていく時期(器官形成期)重要な器官の形成は、およそ妊娠4週間から16週以内に集中しています。



品番	品名	税抜価格
25-3035	妊娠週数スケール(月経周期型)	¥1,200

角度計


角度が見易く、体のあらゆる部分の角度でも測定しやすい角度系です。折り畳んでポケットに入るハンディタイプです。



品番	品名	税抜価格
25-3090	角度計(透明/乳白 計測線 1本入)	¥1,500
25-3091	角度計(透明/透明 計測線 2本入)	¥1,600

2関節角度計


角度が見易くなっています。2ヶ所の関節部分を同時計測できます。折り畳んでポケットに入ります。



品番	規格	税抜価格
25-3092	透明アクリル 目盛印刷 ビニールケース付 2.0t×45×437.5mm	¥3,000

輸液ゲージ 長方形

面倒な計算をすることなく、滴下速度の最適な値を簡単に求められます。



品番	品名	税抜価格
25-3060	輸液ゲージ長方形 ブルー	¥700
25-3080	輸液ゲージ長方形 ホワイト	¥700

輸液ゲージ 丸型

面倒な計算をすることなく、滴下速度の最適な値を簡単に求められます。




品番	品名	税抜価格
25-3040	輸液ゲージ丸型 ブルー	¥700
25-3050	輸液ゲージ丸型 ピンク	¥700

ペンライト

ペンライト ソフトLED球タイプ (検診向け)

医師が身体の各部を診察する時に使用します。目に使用する場合は、一点に固定して照射せず左右に振るよう to してください。連続使用時間50時間以上(アルカリ電池使用時)

品番	品名	税抜価格
25-3121	ペンライトソフトLED球タイプピンク	¥1,350
25-3122	ペンライトソフトLED球タイプ赤色	¥1,350
25-3123	ペンライトソフトLED球タイプ青色	¥1,350
25-3124	ペンライトソフトLED球タイプシルバー	¥1,350
25-3125	ペンライトソフトLED球タイプ白色	¥1,350
25-3126	ペンライトソフトLED球タイプ黒色	¥1,350
25-3127	ペンライトソフトLED球タイプ緑色	¥1,350
25-3128	ペンライトソフトLED球タイプ黄色	¥1,350



ペンライト LED球タイプ (検診向け)

青・黄色の混合色により太陽光に近い明るさに仕上げてあります。目には照射しないでください。連続使用時間50時間以上(アルカリ電池使用時)

品番	規格	税抜価格
25-3111	ペンライトLED球タイプピンク	¥1,450
25-3112	ペンライトLED球タイプ赤色	¥1,450
25-3113	ペンライトLED球タイプ青色	¥1,450
25-3114	ペンライトLED球タイプシルバー	¥1,450
25-3115	ペンライトLED球タイプ白色	¥1,450
25-3116	ペンライトLED球タイプ黒色	¥1,450
25-3117	ペンライトLED球タイプ緑色	¥1,450
25-3118	ペンライトLED球タイプ黄色	¥1,450

一部商品Amazonに出品中